



Axxis

V-TRAK

Höchster Komfort für Rollstuhlfahrer





PERFORMANCE HEALTH PRODUCTS

Höchster Komfort für Rollstuhlfahrer

KOMFORT — Jede Axxis-Rückenlehne resultiert aus der Erfahrung eines Spezialistenteams, dessen Arbeit ganz dem Komfort und Wohlergehen des Rollstuhlbenedutzers gewidmet ist. Die patentierte Axxis-Modellreihe ist das Ergebnis gewissenhafter Forschung. Dieser Ansatz resultiert in einer einzigartigen Auswahl an Produkten, die die unverzichtbare Grundlage für eine umfassende und effektive Unterstützung der Körperhaltung bieten.

FORMGEBUNG — Die vielseitige, dreidimensionale Formanpassung der Rückenlehne ist leicht zugänglich und einfach vorzunehmen. Die einzigartigen, integralen Seitenstützen bieten im Brust- und/oder Beckenbereich effektiven Halt, der sich genau einstellen lässt. Das Profil kann im Lendenbereich mit vier internen horizontalen Spannbändern angepasst werden, die einzeln verstellbar sind. Indem das Axxis-System exakt den Körperkonturen folgt, ermöglicht es einerseits den vollen Umfang notwendiger Haltungskorrekturen, und bleibt dabei optisch unaufdringlich.

GRÖSSE — Durch das große Sortiment an Rückenlehnen und Beschlägen ist Axxis sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet.

PRODUKTAUSWAHL — Mit unserem speziellen Maßband ist die richtige Wahl von Höhe und Breite der Rückenlehne schnell und einfach.

POSITIONIERUNG — Der Axxis-Rücken in Verbindung mit den Befestigungs- und Positionierungskomponenten ist das einzige System, das völlige Freiheit bietet, den Rücken in die optimale Position in Kombination mit dem Sitz zu bringen.

Diese Eigenschaft ist für die korrekte Positionierung ausschlaggebend. V-Trak-Rückenlehnsysteme sind auf wissenschaftlicher Grundlage so konstruiert worden, dass sie die ganze Vielfalt an Einstellungsmöglichkeiten in allen Ebenen bieten. Die V-Trak-Komponenten mit ihren einzigartigen Schnittstellenlösungen machen die Montage an praktisch jedem herkömmlichen Rollstuhl möglich.

FESTIGKEIT — Speziell konstruierte interne Komposit-Spannbänder ermöglichen es, durch individuelle Einstellung sowohl die Formgebung als auch die Festigkeit der Rückenlehne anzupassen, um eine perfekte Lösung zu erreichen. Eine besondere Spannvorrichtung sorgt für eine einfache und genaue Einstellung, um individuellen Vorlieben und Anforderungen gerecht zu werden.

ZUBEHÖR — am Axxis-System kann die gesamte Palette des V-Trak-Zubehörs montiert werden, wie z.B. Kopfstützen, externe Seitenstützen sowie Befestigungspunkte für Gurte. Zudem wurde es als offenes System entworfen, so dass es auch mit Zubehör von anderen Herstellern verwendet werden kann. Dies bietet sowohl auf Nutzer- wie auch auf Anwenderseite die größtmögliche Auswahl an Ausstattung, um mit den geringsten Kompromissen die bestmögliche Lösung zu erreichen.

SICHERHEIT — auf V-Trak-Beschlägen montierte Axxis-Rückenlehnen haben als erstes Rückenlehnsystem die neuen ANSI RESNA Crashtests nach Standard WC20 bestanden und sind damit nach WC20 zertifiziert.



1. Installieren Sie die Befestigungsblöcke



2. Setzen Sie die Rückenlehne ein



3. Stellen Sie Position und Form ein



Stellen Sie das Lehnenprofil im Lendenbereich mit Hilfe der vier integrierten Spannbänder ein.



Axxis bietet eine genaue symmetrische und asymmetrische Positionierung

Axxis — Größen

	Axxis	Breite (cm)	Höhe (cm)	Höhe (cm)	Höhe (cm)	Für die Rollstuhlbreite
			Hoch (H)	Standard (S)	Reduziert (R)	
	Klein (S)	26 > 33	-	-	28	26 > 33
	Mittel (M)	30 > 38	61	40	30	30 > 38
	Groß (L)	35 > 43	61	40	30	35 > 43
	Extra groß (XL)	41 > 50	61	40	30	41 > 50
	Besonders extra groß (XXL)	50 > 61	-	40	-	50 > 61

Die Rückenlehnen werden komplett mit allen benötigten Befestigungsbeschlägen geliefert. Für besonders anspruchsvolle Konfigurationen sind segmentierte Ausführungen erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder rufen Sie uns an.

Axxis — Anwendungsbereiche und Ausstattungsmerkmale



Leichte Lumballordose / -kyphose



Leichte Thorakalkyphose



Beckendrehung



Leichte Skoliose



Einstellung zur Größenanpassung



Alle Rollstuhlarten



Crashtest WC20-2007



Literatur & Trainings-DVD



Komplette Montagesets mit Beschlägen

Autorisierter Händler:



PERFORMANCE HEALTH PRODUCTS LTD

UNIT 32, VILLAGE FARM ROAD, VILLAGE FARM INDUSTRIAL ESTATE, PYLE, WALES CF33 6BL

TEL +44 (0)1656 745775 | FAX +44 (0)1656 742835 | INFO@V-TRAK.COM | WWW.V-TRAK.COM