



V-Trak

V-TRAK

Matériel de montage et de positionnement polyvalent





PERFORMANCE
HEALTH PRODUCTS

V-Trak

V-TRAK

Matériel de montage et de positionnement polyvalent

MATERIEL DE MONTAGE ET DE POSITIONNEMENT V-TRAK – Le matériel V-Trak est le premier et le seul système de montage et de positionnement à offrir une flexibilité et polyvalence totale pour la fixation et le positionnement de dossiers sur des fauteuils roulants.

SIMPLICITE – Résultat de recherches et d'analyses approfondies, le système peut être facilement installé sur n'importe quel fauteuil roulant d'usage courant, à l'aide d'un système de supports de montage attachés aux cannes du fauteuil roulant. Ces supports sont simples à monter, faciles à positionner, tout en offrant une excellente sécurité d'utilisation. Les supports forment également partie intégrante des capacités de positionnement.

ROBUSTESSE – Les supports sont reliés par un ensemble de montage central qui connecte les supports, fournissant une structure d'ingénierie extrêmement robuste et permanente. Ceci fournit le point de montage central pour le dossier choisi. Le rail vertical à l'arrière du dossier fait partie intégrante des systèmes d'ajustement.

FLEXIBILITE – Une fois installé, le matériel V-Trak donne un contrôle total du positionnement du dossier et de tous les accessoires attachés, par rapport au siège. C'est le seul système au monde à offrir un mouvement complet, dans tous les plans.

GAMME – Une gamme complète de composants modulaires assure que le matériel V-Trak peut être utilisé sur des fauteuils roulants d'une largeur de 25 cm (10") à 60 cm (24").

COMPATIBILITE – Le matériel V-Trak fournit également un point de montage pratique pour une vaste gamme d'accessoires V-Trak ou de sociétés tierces, tels que des supports de tête et supports latéraux externes.

Le matériel V-trak est largement utilisé par les fabricants de sièges spécialisés pour simplifier et rationaliser l'attache et l'orientation des solutions moulées, par exemple: le moulage in situ, moulage sculpté et les systèmes micro-modulaires, tels que Matrix et Lynx.

SECURITE – Une fois positionné, le système intègre des dispositifs de verrouillage qui empêchent des changements accidentels ou non autorisés des positions établies.

Installation V-Trak



1. Installez les blocs de montage



2. Ajoutez les bras et l'ensemble de montage central



3. Insérez le dossier



4. Ajustez la position et la forme

Contrôle V-Trak



Assurez le contrôle de la profondeur de siège grâce à un mouvement complet vers l'avant et vers l'arrière.



Simple réglage de l'angle de dossier



Simple réglage de la hauteur de dossier



Positionnement asymétrique par rotation et / ou déplacement latéral du dossier

Caractéristiques V-Trak



Installation et ajustement rapide



Ajustements de précision



Cinq mouvements indépendants



Ajustement pour croissance



Tous types de fauteuil roulant



Tests d'accidents simulés WC20-2007



DVD de documentation

Distributeur agréé:



PERFORMANCE HEALTH PRODUCTS LTD
UNIT 32, VILLAGE FARM ROAD, VILLAGE FARM INDUSTRIAL ESTATE, PYLE, PAYS DE GALLES, CF33 6BL
TEL +44 (0)1656 745775 | FAX +44 (0)1656 742835 | INFO@V-TRAK.COM | WWW.V-TRAK.COM